

# H2O2滅菌指示膠帶(268010)

## Plasma-Chex® H2O2 Indicator Tape

深藍色指示帶變成粉紅色

268010 H2O2滅菌指示膠帶 (寬 1" x 55M)

12pcs/box



H2O2滅菌前



H2O2滅菌後

268010 H2O2滅菌指示膠帶有非常良好的黏貼及指示效果，適合任何包裝使用。

當這個膠帶經過一個 H2O2滅菌週期後，這個膠帶上面深藍色指示帶變成粉紅色。指示出這個包裝已經作過了H2O2滅菌。

### 儲存條件：

溫度 15°C-30°C； 濕度 RH 35-60%； 陰涼處所避光。

### 績效：

268010 H2O2 滅菌指示膠帶符合 ISO 11140-1:2014, Type 1 指示劑的需求。

## 穗滿企業股份有限公司

台北市忠孝東路4段162號5樓之3

服務電話：(02) 2731-7727

傳 真：(02) 2731-8221

[www.bge.com.tw](http://www.bge.com.tw)

[s111@bge.com.tw](mailto:s111@bge.com.tw); [s119@bge.com.tw](mailto:s119@bge.com.tw);

中華民國 106 年 5 月 27 日 校譯