

乾熱滅菌確效試紙條(261018)

Dry Heat indicator Strips

(訂購編號261018) 乾熱滅菌確效試紙條Dry Heat (淡藍色•變成褐色•)

250片/包



產品名稱：261018乾熱滅菌確效試紙條Dry Heat Indicator Strip

261018乾熱滅菌確效試紙條Dry Heat Indicator Strip是設計用來供在180°C乾熱滅菌確效使用的。當遵照指示使用在180°C滅菌過程60分鐘，這個試紙條在滅菌前及滅菌後提供一個明顯的指示確認。

績效特性：在適當的乾熱條件下，試紙條改變顏色。

顏色改變：由淡藍色•變成褐色•。

顏色完全改變時間：在180°C的乾熱條件下60分鐘。

指示劑穩定性：滅菌前及滅菌後都非常良好。

尺寸：33mm 長 x 20mm 寬

包裝：250片/包

儲存：室溫 +15°C - 32°C，濕度 RH 35-65%，避光。

符合標準類別(Standards Classification):

ISO 11140-1:2014, Type 4

穗滿企業股份有限公司

台北市忠孝東路4段162號5樓之3

服務電話：(02) 2731-7727

傳 真：(02) 2731-8221

www.bge.com.tw

s111@bge.com.tw; s119@bge.com.tw

中華民國 106 年 5 月 27 日校譯