

# PYROSAFE® (WAKO) 動力法內毒素試驗(Kinetic)

錢省一半、兼做環保(試劑只需使用50ul、樣品也只需使用50ul)  
符合BET(USP, EP, JP)精確的動力濁度法LAL試劑(也可凝膠使用)

+++ 簡單好用的QC7動力法LAL試驗軟體+++

Wako USA license number 1762.

## 5.2mL, 動力濁度法KTA LAL試劑 (50tests 瓶)

B50025F	LAL試劑(5.2mL/瓶)	0.25 EU/mL,	12瓶/盒
B50125F	LAL試劑(5.2mL/瓶)	0.125 EU/mL,	12瓶/盒
B50006F	LAL試劑(5.2mL/瓶)	0.06 EU/mL,	12瓶/盒
B50003F	LAL試劑(5.2mL/瓶)	0.03 EU/mL,	12瓶/盒

(KTA定量範圍 0.01 到 10 EU/mL)



B50015F	LAL試劑(5.2mL/瓶)	0.015 EU/mL,	12瓶/盒
---------	----------------	--------------	-------

(KTA定量範圍 0.001 到 10 EU/mL)

## (Control Standard Endotoxin內毒素標準品)

CSE500	內毒素標準品(CSE), 500ng, , Control Standard Endotoxin	12瓶/盒
--------	---	-------



## (LAL Reagent Water無熱原水)

LRW100	無熱原水(100ml/vial), LAL Reagent Water(小於0.001EU/mL)	12瓶/盒
--------	--	-------


## Microplate微孔盤

MP96	無熱原微孔盤, 20pcs/盒, 5盒/箱,	100pcs/箱
MP96S	無熱原微孔盤(單片裝),	100pcs/箱



## QC7動力法LAL試驗軟體

QC7	動力法LAL試驗軟體	1套/盒
-----	------------	------



## 動力法LAL試驗分析儀

ELX808IU	動力法LAL試驗分析儀	1台/箱
----------	-------------	------



## 2.0mL, 呈色法LAL CKY試劑 (20tests 瓶)

CKY60	呈色法LAL CKY TEST, 60tests/盒	1組/盒
CSE500	內毒素標準品(CSE), 500ng, 1瓶	



無熱原玻璃試管

CT1075 無熱原玻璃試管(沒蓋), 10x75mm,

200支/盒



T1075 無熱原玻璃試管(鋁蓋), 10x75mm,

50支/盒

T13100 無熱原玻璃稀釋管(鋁蓋), 13x100mm,

35支/盒



## Pipette and Tips (Eppendorf)

Tips are certified free of detectable DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogens and trace metals.

### 單支裝 Tips

0030 010.035 無熱原吸管尖(單支裝), 2-200ul 100支/盒

0030 010.051 無熱原吸管尖(單支裝), 50-1000ul 100支/盒



### 盒裝 Tips

0030 075.021 無熱原吸管尖(盒裝), 2-200ul 96支/盒

0030 075.064 無熱原吸管尖(盒裝), 50-1000ul 96支/盒



### 吸注器 Pipette

3111 000.157 吸注器 Pipette 20 - 200ul

3111 000.165 吸注器 Pipette 100-1,000ul



3115000.003 Pipette 旋轉架



## PYROSAFE®

PT200 無熱原吸管尖2-200ul, 盒裝96支/盒

PT1000 無熱原吸管尖50-1000ul, 盒裝100支/盒



T1075 去熱原玻璃試管(鋁蓋), 10x75mm,

50支/盒

T13100 去熱原玻璃稀釋管(鋁蓋), 13x100mm,

35支/盒



## LAL試劑(凝膠法)

### 5.2mL, LAL試劑瓶(50tests Vial)

B50025	LAL試劑(5mL/瓶)	0.25 EU/mL,	12瓶/盒
B50125	LAL試劑(5mL/瓶)	0.125 EU/mL,	12瓶/盒
B50006	LAL試劑(5mL/瓶)	0.06 EU/mL,	12瓶/盒
B50003	LAL試劑(5mL/瓶)	0.03 EU/mL,	12瓶/盒



### 0.2mL LAL單一試劑瓶(12 x 75mm Vial)

R12025	LAL試劑瓶(0.2mL/瓶)	0.25 EU/mL,	50支/盒
R12125	LAL試劑瓶(0.2mL/瓶)	0.125 EU/mL,	50支/盒
R12006	LAL試劑瓶(0.2mL/瓶)	0.06 EU/mL,	50支/盒
R12003	LAL試劑瓶(0.2mL/瓶)	0.03 EU/mL,	50支/盒



### 0.1mL LAL單一安瓶試劑(12 x 65mm Ampoule)

A11025	LAL安瓶試劑(0.1mL/瓶)	0.25 EU/mL,	50支/盒
A11125	LAL安瓶試劑(0.1mL/瓶)	0.125 EU/mL,	50支/盒
A11006	LAL安瓶試劑(0.1mL/瓶)	0.06 EU/mL,	50支/盒




### (Control Standard Endotoxin內毒素標準品)

CSE100	內毒素標準品(CSE), 100EU, Control Standard Endotoxin	6瓶/盒
--------	---	------



### (LAL Reagent Water無熱原水)

LRW100	無熱原水(100ml/vial), LAL Reagent Water(小於0.001EU/mL)	12瓶/盒
--------	--	-------



### 內毒素指示劑 (供烘箱Oven去內毒素確效試驗)

EVV2000	Endotoxin Indicator (2000EU), 內毒素指示劑	12瓶/盒
EVV1000	Endotoxin Indicator (1000EU) , 內毒素指示劑	12瓶/盒

### 無熱原玻璃試管

T1075	無熱原玻璃試管(鋁蓋), 10×75mm,	50支/盒
T13100	無熱原玻璃稀釋管(鋁蓋), 13×100mm,	35支/盒
PT200	無熱原200μL吸管尖, tips,	96支/盒
PT1000	無熱原1000μL吸管尖, tips,	100支/盒



## 穗滿企業股份有限公司

台北市忠孝東路4段162號5樓之3

服務電話：(02) 27317727

傳真：(02) 27318221

[www.bge.com.tw](http://www.bge.com.tw)

[s111@bge.com.tw](mailto:s111@bge.com.tw); [s119@bge.com.tw](mailto:s119@bge.com.tw)



前往穗滿fb:



## Hyglos GmbH

### EndoLISA® and EndoZyme® 內毒素試驗

609033 EndoLISA®, 192 tests 1組/盒



609050 EndoZyme®, 192 tests 1組/盒



### FLX800TBI

FLX800TBI 螢光內毒素試驗分析儀  
Gen5 分析試驗軟體

1台/箱  
1套




## EndoTrap® HD 去內毒素濾管

最新的EndoTrap® HD可供使用於生物製劑製造過程，可供使用在製造藥品和疫苗的早期或最終的製造過程。

EndoTrap® red, EndoTrap® blue主要是供研究及學術界之用。

EndoTrap® red, EndoTrap® blue只能重複使用3次。

EndoTrap® HD可重複使用10次。



EndoTrap® red， EndoTrap® blue， EndoTrap® HD三者有其差異其差異列表如下：

#### Products & Applications:

	EndoTrap® red	EndoTrap® blue	EndoTrap® HD
LPS binding capacity:	2,000,000 EU/ml resin	2,000,000 EU/ml resin	> 5,000,000 EU/ml resin
Reusability:	3 times	3 times	More than 10 times
pH sample buffer:	6-9	4-9	4-10
Suitable Buffers:	Calcium chelators	Suitable for high salt conditions (> 150 mM NaCl)	Suitable for high salt conditions (> 150 mM NaCl)
Sample Applications:	Proteins, Peptides, Antibodies	Proteins, Peptides, Antibodies, DNA/RNA, Antigens, Plant extracts	Proteins, Peptides, Antibodies, DNA/RNA, Antigens, Plant extracts, <u>Automated systems</u> , <u>Biomanufacturing processes</u>

## 穗滿企業股份有限公司

台北市忠孝東路4段162號5樓之3

服務電話：(02) 27317727

傳真：(02) 27318221

[www.bge.com.tw](http://www.bge.com.tw)

[s111@bge.com.tw](mailto:s111@bge.com.tw); [s119@bge.com.tw](mailto:s119@bge.com.tw)



前往穗滿fb:

